

# Peeling Diamante

Auxilia no rejuvenescimento  
e na limpeza de pele



- Promove o rejuvenescimento da pele
- Atenua rugas e linhas finas
- Eficaz no tratamento de estrias
- Altamente indicado no tratamento de cicatrizes de acne
- Importantíssimo no pré e pós-operatório
- Auxilia na limpeza de pele e combate a acne

Garantia estendida HTM

  
**HTM**  
PENSANDO TECNOLOGIA  
PRODUZINDO QUALIDADE.

Peeling  
Diamante

# Conheça o Peeling Diamante



Para mais informações sobre o Peeling diamante,  
acesse nosso canal no Youtube "HTM e Você" :  
<https://www.youtube.com/watch?v=BKrgQB1mypA&spfreload=10>



## Kit Peeling 5 ponteiras



Código do Kit: 001519

## Kit Peeling 3 ponteiras



Código do Kit: 003884

# Visão geral



## Acessórios

Confira na tabela abaixo as peças que acompanham a caneta de peeling de diamante:

### Acessórios inclusos

	Código	Nome	Kit 5 ponteiros	Kit 3 ponteiros	Opcional	Descrição
	000878	Ponteira pequena 75 microns	01 unid.	01 unid.	—	Ponteira diamantada indicada para a microdermoabrasão com maior intensidade de esfoliação.
	000869	Ponteira pequena 100 microns	02 unid.	—	—	Ponteira diamantada indicada para a microdermoabrasão com média intensidade de esfoliação.
	000721	Ponteira pequena 150 microns	01 unid.	01 unid.	—	Ponteira diamantada indicada para a microdermoabrasão com menor intensidade de esfoliação.
	003161	Ponteira grande 75 microns	01 unid.	01 unid.	—	Ponteira diamantada indicada para a microdermoabrasão com maior intensidade de esfoliação. Indicada para grandes áreas
	001474	Escova para limpeza	01 unid.	01 unid.	—	Escova em nylon, utilizada para higienização do corpo de alumínio.
	002741	Filtro para peeling diamante	—	—	●	Filtro conectado dentro da caneta, para reter as sugidades antes de passar pela mangueira.
	003162	Corpo de alumínio para caneta	—	—	●	Corpo de alumínio que conecta a ponteira com o engate da mangueira.

# Indicações e técnicas de aplicação

## MICRODERMOABRASÃO COM PEELING DIAMANTE

### DEFINIÇÃO

A microdermoabrasão com peeling diamante consiste em uma caneta com ponteira de lixa diamantada que no centro da ponteira possui um orifício para sucção. A caneta é conectada a um aparelho de vácuo (Beauty Dermo) que puxa a pele e a comprime contra a ponteira, tornando a esfoliação ainda mais efetiva e aspirando as impurezas da pele. Promove uma remoção mecânica e controlada das camadas mais superficiais da pele, com esfoliação limitada à epiderme, podendo chegar a derme papilar. A abrasão e esfoliação são controladas e estimulam a produção de colágeno, que vem a ser a chave da elasticidade e do tônus facial. É um peeling leve, indolor, podendo ser usado para preparo da pele para peelings químicos ou utilizado isoladamente com bons resultados.

### EFEITOS PRODUZIDOS

- Melhoria da qualidade da pele
- Regeneração celular
- Incremento na produção de colágeno

### VANTAGENS

- É simples, indolor, e com recuperação rápida sem atrapalhar a vida profissional ou a social do paciente.
- Não há necessidade de se interromper nenhum procedimento cosmético ou estético para realizá-lo, pois não há interações químicas.
- Esfoliação suave, controlada e uniforme
- Perfeita visibilidade da profundidade da esfoliação.
- Limpo, livre da contaminação;
- Ótima relação custo/benefício: não utiliza consumíveis
- Sem anestesia, eritema, crostas;
- Pode ser feito em qualquer época do ano;
- Pode realizar em todo o corpo;
- Pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive em peles morenas e também bronzeadas.
- Controle: combinando os diferentes tamanhos de partículas de diamante com a intensidade de vácuo do equipamento.

### INDICAÇÕES

- Cicatrizes (amenização)
- Fotorejuvenescimento (prevenção e tratamento)
- Linhas de expressão
- Hiperpigmentação
- Peles lipídicas/comedões
- Revitalização epitelial
- Estrias
- Foliculite
- Preparo para aplicação de princípios ativos

### TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

- 1) Determinar a profundidade de esfoliação escolhendo a ponteira diamantada, a intensidade de vácuo ajustando o botão Intensity do equipamento e o número de passadas na área tratada;
- 2) Deve-se estirar a pele com o objetivo de facilitar os movimentos com a caneta;
- 3) Começar pela região frontal;
- 4) Girar a cabeça e realizar a aplicação em uma hemiface.
- 5) Voltar a girar a cabeça e repetir no outro lado;
- 6) Diminuir o vácuo e tratar o pescoço;
- 7) Diminuir ainda mais o vácuo e tratar a região peri-orbital;

### SESSÕES

Cada sessão dura aproximadamente de 20 a 30 minutos;

O número de sessões é variável, em geral de 4 a 10 separadas por intervalos de 1 a 3 semanas;

Resultados: já na primeira sessão fica uma sensação de suavidade na pele, porém os resultados ficam mais visíveis a partir da terceira sessão;

Recomenda-se sessões de manutenção bimestrais ou trimestrais.

# Protocolos

## PRÉ-TRATAMENTO

História clínica: doenças, uso de medicações, antecedentes dermatológicos, infecções, tipo de cicatrização, etc.  
Fototipo da pele (Fitzpatrick), sensibilidade da pele, alergias.

## SUGESTÕES DE TRATAMENTO

### Procedimento visando amenizar rugas superficiais

- 1) Realizar assepsia com gel ou sabonete de limpeza;
- 2) Tonificação, para equilibrar o pH da pele;
- 3) Iniciar a microdermoabrasão com a pele seca e totalmente isenta de produtos cosméticos;
- 4) Aplicar loção calmante;
- 5) Realizar a iontoforese com corrente galvânica, aplicando um cosmético apropriado a cada tipo de pele
- 6) Aplicar máscara calmante e hidratante por 15 minutos
- 7) Finalizar o tratamento com filtro solar

## REAÇÕES ADVERSAS

As reações, em geral, são passageiras, permanecendo não mais que 30 ou 40 minutos, entre elas:

Eritema leve com sensação de ardor, também leve

Secura transitória e suave descamação

Sensação de enrijecimento da pele

## CUIDADOS

Hipopigmentação transitória

Hiperpigmentação transitória (preparar previamente a pele)

Infecção secundária na área esfoliada ou má cicatrização em dermoabrasões profundas.

# Instalação do produto



1) Conecte uma ponta da mangueira ao seu aparelho.



2) Conecte a outra ponta da mangueira à conexão para engate.



3) Conecte a ponteira diamantada na caneta.



4) Finalize a montagem.

Peeling  
Diamante

## Detalhe de montagem

### Encaixe do filtro



# Cuidados com o aparelho

## RECOMENDAÇÕES

Começar sempre com diamantes finos e pouca pressão de vácuo, aumentando gradativamente;  
É mais confortável para o paciente um número maior de passadas com pontas finas do que poucas passadas com pontas grossas;  
Ao trocar uma ponta fina por uma grossa, diminuir a intensidade de vácuo;  
Tensionar a pele com a mão livre durante a aplicação;  
Orientar restrição ao sol por 14 dias a contar da data do Peeling.  
Utilizar filtro solar com FPS mínima de 30.

## HIGIENIZAÇÃO

A higienização das ponteiras do peeling de diamante deve ser feita com água e sabão neutro ou solução degermante.  
Deve se trocar o filtro da caneta peeling de diamante periodicamente e fazer a limpeza do corpo da caneta com a escova apropriada que acompanha o kit peeling de diamante.

## Dúvidas mais comuns

### 1. O que é a microdermoabrasão?

É a remoção mecânica e controlada das camadas mais superficiais da pele, uma esfoliação limitada na epiderme podendo chegar a derme.

### 2. Quais os efeitos da microdermoabrasão?

Melhora a qualidade da pele, promove regeneração celular, incremento na produção de colágeno.

### 3. Em quais equipamentos utilizo o kit peeling?

Pode ser utilizado no equipamento Beauty Dermo da marca HTM.

### 4. Qual o diâmetro do engate da caneta?

Possui diâmetro do engate de 6mm.

### 5. Posso adaptar o kit peeling em outro equipamento de vacuoterapia ?

Sim, desde que a mangueira tenha 6 ou 8 mm de diâmetro.

### 6. Quantas vezes na semana posso realizar o peeling de diamante ?

Orientamos a realização do peeling de diamante uma vez por semana.

### 7. Qual a diferença entre o peeling de diamante e o peeling de cristal?

O peeling de diamante e o peeling de cristal tem a mesma função, a diferença é que o peeling de diamante faz uma renovação celular através do atrito das ponteiras diamantadas, já o peeling de cristal libera microcristais, que são responsáveis pela esfoliação.