

HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

ELEVE SU CLÍNICA AL MÁS ELEVADO ESTÁNDAR DE EXCELENCIA CON LOS EQUIPOS HTM. NUEVAS TECNOLOGÍAS, EFICACIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO PROFESIONAL.

(+55) 19 3808-7741
www.htmeletronica.com.br
comex@htmeletronica.com.br
comercial@htmeletronica.com.br

Av. Rio Nilo, 209 - Jardim Figueira
CEP: 13904-380 - Amparo - São Paulo, Brasil

 /HTMELETR

 /htmeletronica

 /htmeletronica

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error gráfico.
Imágenes meramente ilustrativas. Distribución interna

HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO





HTM

Usted mejor
cada día

Somos una industria de referencia en la producción de equipos electro electrónicos direccionados al segmento de la estética y fisioterapia en Brasil. Con 20 años en el mercado, nuestros diferenciales están basados en la alta tecnología, diseño exclusivo y gran eficiencia de nuestros productos. Todos los equipos son pensados y desarrollados en fábrica propia, con tecnología 100% nacional.

Nuestra moderna estructura fabril cuenta con 5 mil m², construida bajo los más rigurosos estándares de producción y responsabilidad ambiental. Estamos en constante expansión, siempre reconociendo valorizando el compromiso ético y el bienestar de nuestros colaboradores.



Innovar en tecnología y crear equipos de alta calidad es nuestra misión. Nuestra trayectoria de superación, seguimos apoyando y valorando nuestros revendedores, clientes y socios con el compromiso de ofrecer al mercado los mejores y más eficaces productos, integrando conocimiento científico a la practicidad.

Hoy, HTM Eletrônica es líder en innovación, resultados y seguridad, parámetros que, sin duda, seguirán con nosotros en el futuro.



TENS y FES;
 2 canales de corrientes;
 33 protocolos preprogramados;
 Salidas superiores de fácil acceso;
 Display de OLED de color de alta resolución y contraste;
 Batería o fuente.

FORTALECIMIENTO MUSCULAR;
 ANALGESIA;
 REABILITACIÓN FUNCIONAL;
 REPARACIÓN DE TEJIDOS.

ANVISA - 80212480027

FISIO STIM



Corrientes

Generador portátil
de corrientes
excitomotoras.

STIMULUS PHYSIO MAXX



Corrientes

Completo generador
de corrientes
excitomotoras.

Corrientes

Generador de
corrientes
excitomotoras.



STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS

4 canales para corrientes
bifásicas y polarizadas;

51 protocolos preprogramados;

TENS, FES, Rusa (2500Hz),
HighForce (1000Hz), MediumForce
(4000Hz), SoftForce (8000Hz),
Galvánica, Microgalvánica, MENS
y Interferencial 2000Hz y 4000Hz;

Salidas frontales de fácil acceso;

Possibilidad de grabar protocolos individuales;

Plug estándar médico de alta durabilidad.

FORTALECIMIENTO MUSCULAR;
 ANALGESIA;
 REABILITACIÓN FUNCIONAL;
 REPARACIÓN DE TEJIDOS;
 DRENAJE DE EDEMAS;
 PERMEACIÓN CUTÁNEA DE LOS ACTIVOS;
 CORRIENTE PARA ELECTROACUPUNTURA.

ANVISA - 80212480017

TENS, FES, Rusa (2500Hz),
HighForce (1000Hz), MediumForce
(4000Hz), SoftForce (8000Hz);

Salidas frontales de fácil acceso;

4 canales para corrientes;

47 protocolos preprogramados;

Possibilidad de guardar protocolos individuales;

Plug estándar médico de alta durabilidad.

FORTALECIMIENTO MUSCULAR;
 ANALGESIA;
 REABILITACIÓN FUNCIONAL;
 REPARACIÓN DE TEJIDOS;
 DRENAJE DE EDEMAS;
 CORRIENTE PARA
 ELECTROACUPUNTURA.

ANVISA - 80212480017



2 canales para corrientes;

Ultrasonido corporal: 1 y 3 MHz, 24W de potencia y ERA de 8cm²;

Ultrasonido facial 5MHz, 9W de potencia y ERA de 3cm² (opcional);

Corrientes: TENS, FES, Rusa (2500Hz), HighForce (1000Hz), MediumForce (4000Hz), SoftForce (8000Hz), Lipólisis, Interferencial 4000Hz y 2000Hz, Iontoporación, Microgalvánica y MENS;

150 protocolos preprogramados;

Exclusivo sistema HTM Smart ID;

Aplicador ergonómico e impermeable;

Plug estándar médico de alta durabilidad.

ANALGESIA Y REHABILITACIÓN;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
FORTALECIMIENTO MUSCULAR;
RETENCIÓN DE AGUA;
PERMEACIÓN DE ACTIVOS.

ANVISA - 80212480001

SONIC COMPACT MAXX



Ultrasonido y corrientes

Innovador sistema inteligente para terapia combinada.

STIMULUS-R



Corrientes

Multiplataforma de electroestimulación completa.

1 y 3MHz, 21W de potencia y ERA de 7cm²;

24 protocolos preprogramados y posibilidad de grabar nuevos;

Programación inteligente del cálculo de tiempo de aplicación (3MHz);

Conexión para terapias combinadas;

Aplicador ergonómico e impermeable.

RETENCIÓN DE AGUA;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
ANALGESIA;
FONOFORESIS;
REHABILITACIÓN.

ANVISA - 80212480001

SONIC COMPACT 1-3 MHZ



Ultrasonido digital microcontrolado

Alta tecnología en ultrasonido portátil.

Ultrasonido digital microcontrolado

Alta tecnología en ultrasonido portátil.



TENS, FES, Rusa (2500Hz), HighForce (1000Hz), MediumForce (4000Hz), SoftForce (8000Hz), Drenaje, Lipólisis, Galvánica, Microgalvánica y MENS;

Corriente para electroacupuntura;

10 canales para corrientes bifásicas y 2 canales para corrientes polarizadas;

46 protocolos preprogramados;

Salidas frontales de fácil acceso;

Plug estándar médico de alta durabilidad.

FORTALECIMIENTO MUSCULAR;
PERMEACIÓN CUTÁNEA DE LOS ACTIVOS;
RETENCIÓN HÍDRICA;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
REHABILITACIÓN FÍSICA;
ANALGESIA.

ANVISA - 80212480011

1 MHz, 21W de potencia y ERA de 7cm²;

13 protocolos preprogramados;

Conexión a la terapia combinada;

Aplicador ergonómico e impermeable.

ANALGESIA;
FONOFORESIS;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
REHABILITACIÓN.

ANVISA - 80212480001

SONIC COMPACT 1 MHZ

FLUENCE MAXX es un equipo de fototerapia con la más alta tecnología LED y LASER. Cuenta con una amplia gama de recursos para multiterapias y accesorios exclusivos, con 27 opciones: lápices láser con mayor potencia, Cluster LED (circular y lineal), Cluster LED + Laser, Cluster LED MAXX, Cluster LED + Laser MAXX, Mascarilla Fototerapia LED Facial, Mascarilla Fototerapia LED Facial + Cuello y Pulsera para Técnica ILIB.

FLUENCE MAXX

*(*específicos para cada aplicador, dependiendo de la cantidad de accesorios comprados)*



LED y Laser

Alta tecnología en
multiterapias LED y
LASER.

Alta tecnología en LED y LASER / Terapias individuales o asociadas;

Programación inteligente con protocolos específicos;

Diferentes modelos de mascarillas para fototerapia;

Nuevas opciones para Clusters MAXX con mayor área de aplicación;

Pantalla táctil de 5";

Diseño exclusivo;

Menú INFO con tutorial de uso y cuidado para un mejor uso de todos los recursos del equipo;

Permite la elección individual o la unión de diferentes fuentes emisoras de luz, coherentes y no coherentes, ampliando la oferta del espectro de luz y el alcance de los tratamientos;

Más de 1.700* protocolos preprogramados y posibilidad de grabar nuevos (*específico para cada aplicador, dependiendo de la cantidad de accesorios comprados);

Punta Toposcópica en lápices Laser, que permite localizar puntos de acupuntura;

Exclusivo sistema HTM Smart ID para lápices de 904 nm;

Enchufe médico estándar para un fácil ajuste y alta durabilidad;

Botón de disparo de lápiz y cluster;

Pulsera exclusiva para la técnica ILIB transcutánea (opcional);

Dispositivo TEST Laser / LED;

Full range.

ACUPUNTURA;
ANALGESIA;
HIDRATACIÓN;
ILIB TRANSCUTÁNEO;
LINFEDEMA;
DRENAJE LINFÁTICO;
REHABILITACIÓN FÍSICA;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
TERAPIA FOTODINÁMICA.

ANUSA - 8020480028

*(*específicos para cada aplicador, dependiendo de la cantidad de accesorios comprados)*

Terapias individuales o asociadas;

Opción para incluir lápiz láser, cluster de LED y cluster de LED + Laser;

Más de 1,600 protocolos*;

Sistema exclusivo HTM Smart ID**;

ACUPUNTURA - ILIB TRANSCUTÁNEA;
ANALGESIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA;
HIDRATACIÓN;
LINFEDEMA Y DRENAJE LINFÁTICO;
REPARACIÓN DE TEJIDOS;
TERAPIA FOTODINÁMICA.

ANVISA - 8021480028
* Dependiendo de la cantidad de accesorios comprados.
** Para lápices de 904 nm



FLUENCE

LED y Laser

Innovadora
tecnología LED
y Laser.

Corrientes

Electroestimulador
portátil para
Fonoterapia.



TENS y FES;

2 canales para corrientes;

12 protocolos preprogramados;

Accesorios específicos para aplicación intraoral y extraoral;

Salidas superiores de fácil acceso;

Display de OLED de color de alta resolución y contraste.

ANALGESIA;
FORTALECIMIENTO MUSCULAR.

ANVISA - 8021480027

FONO STIM





TECARE

Tecarterapia y radiofrecuencia

Desafíe sus sentidos con la nueva generación de Tecarterapia.



Nuevo sistema de Tecarterapia y radiofrecuencia;

Revolucionaria técnica "hands free": transformando la tecnología en una nueva experiencia sensorial;

Exclusivos aplicadores de Tecarterapia especialmente desarrollados para el ajuste perfecto de las manos: ideales para la técnica "hands on";

Tratamientos en el área estética y rehabilitación;

Pantalla táctil de 5";

Menú INFO con tutorial de uso y cuidados para mejor aprovechamiento de todos los recursos del equipo;

Programación inteligente con protocolos direccionados de acuerdo con la modalidad terapéutica y región de tratamiento;

Innovador Sistema Pro Performance: pensado en la experiencia del usuario;

Aplicador exclusivo para técnica íntima con accionamiento remoto y ajuste de la intensidad;

Tecnología Multifrecuencial: 0,6MHz, 1,2 MHz y 2,4 MHz;

Multi Layer Treatment: variación automática de la frecuencia, alcanzando diferentes profundidades de los tejidos;

Diferentes modos de emisión: continuo y pulsado;

Diferentes opciones de punteras capacitivas y resistivas para radiofrecuencia: monopolar, bipolar, tetrapolar, hexapolar y decapolar;

Punteras de tecarterapia resistivas y capacitivas de diferentes tamaños: 30, 50, 70mm;

Nuevo plug de fácil encaje y alta durabilidad;

Diseño exclusivo;

Full range.

ANALGESIA;
INCONTINENCIA URINARIA;
REHABILITACIÓN.

ANVISA - 80212480015