

CATÁLOGO DIGITAL INTERATIVO



HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

SUMÁRIO



INTERATIVO

Clique no nome do equipamento sobre o qual deseja saber mais para navegar em nosso catálogo.

<i>Sobre a HTM</i>	5
<i>Ácrus</i>	6
<i>AliviAir</i>	7
<i>Allos</i>	8
<i>Aurius Plasma</i>	9
<i>Beauty Dermo</i>	10
<i>Beauty Dermo MAXX</i>	11
<i>Beauty Face</i>	12
<i>Beauty Steam</i>	13
<i>Beauty Steam Maxx</i>	14
<i>CriUSculpt</i>	15
<i>CriUSculpt - Acessórios</i>	16
<i>CriUSculpt 4 Slim</i>	17
<i>CriUSculpt 4 Slim - Acessórios</i>	18
<i>Effect</i>	19
<i>Empower</i>	20
<i>Fluence</i>	21
<i>Fluence MAXX</i>	22

SUMÁRIO



INTERATIVO

Clique no nome do equipamento sobre o qual deseja saber mais para navegar em nosso catálogo.

<i>Fono Stim</i>	23
<i>Gaya</i>	24
<i>Hibridi</i>	25
<i>Hi-Focus</i>	26
<i>Light Pulse</i>	27
<i>Needle RF</i>	28
<i>Ninky</i>	29
<i>Pluria</i>	30
<i>Solara</i>	31
<i>Solara - Acessórios</i>	32
<i>Sonic Compact 1-3MHz</i>	33
<i>Sonic Compact 3MHz</i>	34
<i>Sonic Compact MAXX</i>	35
<i>Stim Care</i>	36
<i>Stim Hair</i>	37
<i>Stimulus Face Clean</i>	38
<i>Stimulus Face MAXX</i>	39
<i>Stimulus Force</i>	40

SUMÁRIO



INTERATIVO

Clique no nome do equipamento sobre o qual deseja saber mais para navegar em nosso catálogo.

<i>Stimulus R</i>	41
<i>Tecare</i>	42
<i>Therion</i>	43
<i>Ultrafocus</i>	44
<i>Ultra-K</i>	45
<i>Vibria MAXX</i>	46
<i>Baixe o HTM Match</i>	47

Sobre a HTM

Desde 1999, a HTM Eletrônica desenvolve e fabrica equipamentos de alta tecnologia para os segmentos de estética, fisioterapia e reabilitação. Com fabricação própria e tecnologia 100% nacional, construímos uma trajetória marcada pela inovação, qualidade e compromisso com resultados.

Nossa moderna estrutura industrial reúne engenharia, pesquisa, desenvolvimento e produção em um único ambiente, garantindo elevado padrão de qualidade




Tecnologia nacional
desenvolvida
para impulsionar
resultados.

em todas as etapas do processo. Cada equipamento é desenvolvido para oferecer segurança, eficiência e praticidade aos profissionais que buscam excelência em seus atendimentos.

Ao longo de nossa história, conquistamos a confiança de milhares de profissionais e instituições em todo o Brasil, consolidando a HTM como uma das principais referências do setor. Seguimos investindo continuamente em tecnologia, conhecimento científico e melhoria contínua para transformar desafios em soluções que geram valor e resultados reais.

Inovação, qualidade
e segurança
presentes em cada
solução desenvolvida
pela **HTM.**



Ácrus

LASER DE EPILAÇÃO COM APLICADOR TRIPLE WAVE

(Alexandrite - 755 nm, Diodo - 808 nm, Nd:YAG - 1064 nm)

Tecnologia Triple Wave que combina três comprimentos de onda: Alexandrite (755 nm), Diodo (808 nm) e Nd:YAG (1064 nm), permitindo resultados excepcionais para todos os tipos de pele, incluindo as mais bronzeadas;
Resfriamento inteligente do Spot - tecnologia Cryocooling MAXX até -10 °C - o que garante maior conforto e segurança para o paciente;
Modo de tratamento flexível: Varredura, sequencial e pontual, garantindo velocidade de aplicação;
Parâmetros pré-programados de acordo com fototipo, densidade e espessura dos pelos ou opção de ajuste pelo usuário.

PRINCIPAL TRATAMENTO:


- EPILAÇÃO



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



AliviAir



RESFRIAMENTO POR AR DE ALTA PERFORMANCE

Equipamento de resfriamento por ar de alta performance, desenvolvido para aumentar o conforto e a segurança em procedimentos estéticos e médicos. Seu resfriamento intenso, que pode chegar a -30°C , e seus 10 níveis de velocidade ajudam a controlar a dor, reduzir eritema e edema, diminuir a sensibilidade da pele e prevenir riscos térmicos.

Indicado para uso antes, durante e após aplicações de laser e outras tecnologias de alta potência, o AliviAir melhora a tolerância do paciente e torna o atendimento mais seguro. Com design moderno, operação intuitiva e alta versatilidade, é ideal para otimizar protocolos faciais e corporais, agregando qualidade, desempenho e confiabilidade aos tratamentos.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- REDUÇÃO DE DOR DURANTE PROCEDIMENTOS DE LASER E TECNOLOGIAS DE ALTA POTÊNCIA;
- RESFRIAMENTO CUTÂNEO CONTROLADO PARA PREVENÇÃO DE DANOS TÉRMICOS;
- MINIMIZAÇÃO DE ERITEMA E EDEMA PÓS-PROCEDIMENTO;
- SUPORTE TERAPÊUTICO A TRATAMENTOS REALIZADOS COM TECNOLOGIAS DE ALTA ENERGIA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Állos

O₃ Therapy

ANVISA: N°80212489006

*vide manual

Descubra
possibilidades
em Ozonioterapia
para qualidade
de vida e
bem-estar.



OZONIOTERAPIA

Equipamento gerador de Ozônio para odontologia e estética;
Equipamento microcontrolado com controles de parâmetros digitais;
Display touch screen de 5";
Controle de fluxo automático de acordo com a concentração;
Equipamento habilitado com todas as funcionalidades do HTM Match;
Range de concentração de 0 a 100 µg/mL;
Cálculo automático de dose e quantidade de seringas;
Sistema PRO CLEAN.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Aurius

Plasma

O Aurius Plasma é um equipamento de jato de plasma que atua especialmente no tratamento de lesões epidérmicas. Age através de uma descarga controlada de energia elétrica. O aparelho provoca uma microlesão no tecido, que estimula a produção de novas fibras de colágeno, reorganiza o colágeno já presente e induz a retração cutânea. Esse processo proporciona uma pele mais uniforme, oferecendo uma solução segura, eficaz e não invasiva.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- CICATRIZES E CICATRIZES DE ACNE;
- FLACIDEZ PALPEBRAL;
- LESÕES BENIGNAS DA PELE;
- MANCHAS;
- REJUVENESCIMENTO.

JATO DE PLASMA

4 W de potência
precisão nos
resultados



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Beauty Dermo

Permite escolher entre tratamentos:
Vacuoterapia, Cupping Therapy, Peeling de Diamante
e Pump de Glúteos*;
Nova tecla para cupping therapy;
Novo sensor digital de pressão;
Modo de operação a vácuo: Contínuo e Pulsado;
Oferece os melhores aplicadores de vacuoterapia:
corporal, facial e capilar*;
Mais de 20 protocolos pré-programados.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ADIPOSIDADE LOCALIZADA E CELULITE;
- DRENAGEM LINFÁTICA;
- DIMINUIÇÃO DE FIBROSE;
- ENVELHECIMENTO FACIAL;
- ANALGESIA E MASSAGEM RELAXANTE;
- ACNE E ESTRIAS.

VACUOTERAPIA E VENTOSATERAPIA

Plataforma
multifuncional de
vacuoterapia e
ventosaterapia
para uso
facial,
corporal e
capilar.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480024

*alguns acessórios para realização
dessas técnicas são opcionais.

Beauty Dermo MAXX

Avançada tecnologia multifuncional de vacuoterapia, ventosaterapia, pressoterapia e fototerapia.

Permite a escolha entre os tratamentos: Vacuum LED, Vacuoterapia, Fototerapia, Pressoterapia, Cupping Therapy, Peeling de Diamante e Pump de Glúteos*;
Modo de operação do vácuo: Contínuo e Pulsado (5 a 50 pulsos/min); Novo sensor de pressão digital com ajuste variável da pressão negativa em -1,5 kPa a -80 kPa* (*equivalente a -600 mmHg);

Ajuste da pressão positiva para Pressoterapia de até 250 mmHg;

Apresenta acessório para pernas com 6 câmaras de ar, para braços com 6 câmaras de ar e para abdômen com 4 câmaras de ar;

Oferece os melhores aplicadores de vacuoterapia: corporais, faciais e capilares (*alguns acessórios para realização dessas técnicas são opcionais)*.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE, ESTRIAS E ENVELHECIMENTO FACIAL;
- ADIPOSIDADE LOCALIZADA E CELULITE;
- MASSAGEM RELAXANTE;
- TERAPIA FOTODINÂMICA.
- DRENAGEM LINFÁTICA;
- ALOPECIA E MELASMA;
- LINFEDEMA E EDEMA;
- REPARO TECIDUAL;
- ESTASE VENOSA;
- ANALGESIA;
- FIBROSE.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480024

*Alguns acessórios para realização dessas técnicas são opcionais.

Beauty Face

Bivolt automático (1º e único do Brasil);
Cabo de conexão de longo alcance: oferece maior liberdade no manuseio;
Suporte para eletrodos (opcional);
Inclui bolsa para transporte;
Encaixe universal para uso de diferentes eletrodos.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- TRATAMENTOS DE PELE;
- CICATRIZAÇÃO E REPARO TECIDUAL;
- TRATAMENTOS EM PODOLOGIA;
- TRATAMENTOS CAPILARES.

ALTA FREQUÊNCIA

A evolução em
gerador portátil
de alta frequência.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Beauty Steam

VAPOR DE ÁGUA, VAPOR DE OZÔNIO* E AROMATERAPIA

Higienização de pele e aromaterapia com alta tecnologia, praticidade e segurança.

Full Range;
Controle digital do nível de água do reservatório, prevenindo transbordamentos;
Sistema inteligente de aquecimento que monitora a temperatura da caldeira proporcionando mais segurança e agilidade no início da operação;
Haste com ponta emissora giratória em 360° e com região da pega em silicone para maior conforto do operador;
Microcontrolado com ajuste digital preciso de parâmetros;
Compartimento para inserção de aromatizantes.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE;
- ALOPECIA;
- AROMATERAPIA;
- HIDRATAÇÃO.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Beauty Steam MAXX

**VAPOR DE ÁGUA, VAPOR DE OZÔNIO*,
AROMATERAPIA, FOTOBIMODULAÇÃO E
CROMOTERAPIA**

Higienização de
pele, aromaterapia
e terapias por luzes
com alta tecnologia,
praticidade e
segurança.

Acompanha cluster de LEDs para
cromoterapia e fotobiomodulação,
permitindo geração de 5 cores, vermelho,
azul, verde, âmbar e violeta;
Mais de 50 protocolos pré-programados;
Full Range;
Controle digital do nível de água do
reservatório, prevenindo transbordamentos;
Sistema inteligente de aquecimento que
monitora a temperatura da caldeira
proporcionando mais segurança e
agilidade no início da operação;
Haste com ponta emissora giratória
em 360° e com região da pega em
silicone para maior conforto
do operador;
Microcontrolado com ajuste digital
preciso de parâmetros;
Compartimento para inserção de
aromatizantes.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE;
- ALOPECIA;
- AROMATERAPIA;
- CROMOTERAPIA;
- HIDRATAÇÃO;
- REJUVENESCIMENTO;
- REPARO TECIDUAL.

ANVISA: N° 80212489004
*nome comercial



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE





ANVISA: N° 80212489008

CriUSculpt

A Criolipólise que é uma clínica completa.

CRIOLIPÓLISE

Acompanha ultrassom de baixa frequência 40 kHz;
Modo Single;
Display touch screen de 8";
Sistema IoT através do aplicativo HTM Match;
Exclusivo sistema de autogerenciamento de software remoto;
Microcontrolado com controles de parâmetros totalmente digitais;
Acompanha mesa de suporte, com rodízios para facilitar deslocamentos;
Possui aplicadores de placa com borda infinita;
Aplicadores de sucção (single e Full Freeze);
Monitoramento do sistema de refrigeração;
Garantia de 18 meses.



US de baixa frequência
40 kHz



PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- CELULITE;
- FLACIDEZ DE PELE.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE





CriUSculpt

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

APLICADORES DE PLACA



- APLICADOR PLANO GRANDE (17 X 11 CM = 187 CM²);
- APLICADOR PLANO PEQUENO (12 X 9 CM = 108 CM²).



- APLICADOR CURVADO (120 MM X 70 MM).

APLICADORES DE SUÇÃO



- APLICADOR FULL FREEZE PEQUENO DE 300 ML;
- APLICADOR FULL FREEZE MÉDIO DE 550 ML.



- APLICADOR DE VÁCUO MÉDIO DE VOLUME 250 ML;
- APLICADOR DE VÁCUO GRANDE DE VOLUME 600 ML.

OUTROS APLICADORES



- APLICADOR ÍNTIMO



- APLICADOR FACIAL



ANVISA: N° 80212489008

CriUSculpt 4 Slim

1 equipamento, 5 modalidades simultâneas para harmonização corporal, conta com ultrassom de baixa frequência 40 kHz, indicado para o tratamento da gordura localizada e celulite.

Utiliza 4 aplicadores de placas simultâneos, garantindo o tratamento de um maior número de áreas em menor tempo de sessão.

Possibilidade de se trabalhar com a técnica de aplicação de criolipólise estática e criolipólise dinâmica, técnica de deslizamento utilizando a placa e o gel específico.

O CriUSculpt 4 slim traz diversos benefícios com mais de uma modalidade terapêutica, objetivando, assim, o efeito amplificado de uma terapia sobre a outra, sendo mais eficaz do que cada uma isoladamente.

O equipamento não acompanha os aplicadores, são adquiridos separadamente.

CRIOLIPÓLISE

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- CELULITE;
- FLACIDEZ DE PELE.



US de baixa
frequência
40 kHz



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE





CriUSculpt

4 Slim

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

APLICADORES DE PLACA



- APLICADOR PLANO GRANDE (17 X 11 CM = 187 CM²);
- APLICADOR PLANO PEQUENO (12 X 9 CM = 108 CM²).



- APLICADOR CURVADO (120 MM X 70 MM).

APLICADORES DE SUCCÃO



- APLICADOR FULL FREEZE PEQUENO DE 300 ML;
- APLICADOR FULL FREEZE MÉDIO DE 550 ML.



- APLICADOR DE VÁCUO MÉDIO DE VOLUME 250 ML;
- APLICADOR DE VÁCUO GRANDE DE VOLUME 600 ML.

EFFECT

RADIOFREQUÊNCIA

Radiofrequência compacta de alto desempenho.

Radiofrequência compacta para tratamentos corporais, faciais e íntimos;
Rápido alcance da temperatura terapêutica / garantia de manutenção da temperatura terapêutica mesmo em grandes áreas;
Tecnologia Multifrequência: 0,6 MHz, 1,2 MHz e 2,4 MHz;
Aplicação monopolar, bipolar e multipolar / pontas resistivas e capacitivas;
Inovador Sistema Pro Performance, pensado na experiência do usuário.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- FLACIDEZ DA PELE;
- ENVELHECIMENTO FACIAL E RUGAS;
- CICATRIZES DE ACNE;
- ESTRIAS;
- CELULITE;
- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- ACNE VULGAR;
- ESTÉTICA ÍNTIMA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Empower

CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDADE



A tecnologia a favor
do corpo e da beleza.

Age de forma não invasiva induzindo
contrações musculares em intensidade
máxima, aumentando tônus e força
muscular;
Energia total de 7 Teslas - Verdadeiro e
real;
Acompanha quatro aplicadores corporais
(dois planos e dois anatômicos), práticos
e ergonômicos. Aplicador opcional
específico para o tratamento da
musculatura do assoalho pélvico;
Possui a opção MODO LIVRE em cada
modo de tratamento, que permite o ajuste
de todos os parâmetros.



PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- HIPERTROFIA MUSCULAR;
- INCONTINÊNCIA URINÁRIA;
- REDUÇÃO DE MEDIDAS;
- TONIFICAÇÃO MUSCULAR;
- FLACIDEZ MUSCULAR;
- DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Fluence

LED E LASER

Inovadora tecnologia LED e Laser.

Terapias individuais ou associadas de LED e Laser;
Opção de inclusão de caneta laser, cluster LED e cluster LED+Laser;
Mais de 1.600 protocolos*;
Ampla possibilidade de comprimentos de onda.
Exclusiva pulseira para técnica ILIB;
Exclusivo sistema HTM Smart ID**.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE;
- ACUPUNTURA - ILIB TRANSCUTÂNEA;
- ALOPECIA;
- ANALGESIA E REABILITAÇÃO FÍSICA;
- GORDURA LOCALIZADA E CELULITE;
- HIDRATAÇÃO;
- LINFEDEMA E DRENAGEM LINFÁTICA;
- MELASMA E REJUVENESCIMENTO;
- REPARO TECIDUAL;
- TERAPIA FOTODINÂMICA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480028

*Dependendo da quantidade de acessórios adquiridos.

**Para canetas 904 nm.

Fluence MAXX

LED E LASER

Alta tecnologia em multiterapias.

Alta tecnologia em multiterapias LED e Laser. Conta com diferentes modelos de aplicadores de fotobiomodulação incluindo dois modelos de máscaras faciais; Novas opções de Clusters MAXX com maior área de aplicação; Display touch screen de 5"; Permite a escolha individual ou a união simultânea de diferentes fontes emissoras de luz, LED e Laser, ampliando a oferta do espectro luminoso e a abrangência nos tratamentos; Ponta toposcópica nas canetas laser, permitindo localizar pontos para acupuntura; Exclusivo sistema HTM Smart ID para canetas 904 nm, exclusiva pulseira para técnica ILIB transcutânea (opcional).

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE;
- ACUPUNTURA;
- ALOPECIA;
- ANALGESIA;
- CELULITE;
- HIDRATAÇÃO;
- ILIB TRANSCUTÂNEO;
- LINFEDEMA;
- DRENAGEM LINFÁTICA;
- GORDURA LOCALIZADA;
- MELASMA;
- REABILITAÇÃO FÍSICA;
- REJUVENESCIMENTO;
- REPARO TECIDUAL;
- TERAPIA FOTODINÂMICA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480028

*Específicos para cada aplicador, dependendo da quantidade de acessórios adquiridos.

Fono Stim

FONOTERAPIA

Aparelho para fonoterapia desenvolvido para estimulação muscular por meio de correntes terapêuticas TENS e FES. Auxilia em protocolos de reabilitação funcional, fortalecimento e controle motor, com parâmetros ajustáveis e aplicação segura. É uma solução eficiente para profissionais que atuam com fonoterapia e reabilitação, oferecendo precisão e confiabilidade no atendimento clínico.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Gaya



Thulium de verdade com 15 W de potência

GAYA é um Laser de Thulium com comprimento de onda 1927 nm de alta potência com controle totalmente digital de uso em procedimentos dermatológicos objetivando o tratamento de fotodano tecidual, lesões epidérmicas e dermatológicas pigmentadas. Possui afinidade pelo cromóforo água e, portanto, não há restrições de fototipos de pele. Conta com display touch screen de 10,4", com interface intuitiva e fácil utilização, oferecendo completa visualização e maior precisão na manutenção dos parâmetros dos tratamentos preestabelecidos. Possui 15 W de potência e diversos protocolos pré-programados permitindo realizar disparo remoto do feixe de LASER pelo pedal de acionamento.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- FOTODANO TECIDUAL;
- LESÕES EPIDÉRMICAS;
- LESÕES DERMATOLÓGICAS PIGMENTADAS.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Híbridi

ULTRASSOM E CORRENTES TERAPÊUTICAS

Plataforma
compacta
híbrida de terapias
simultâneas.

Ultrassom e correntes terapêuticas;
Plataforma compacta híbrida de terapias simultâneas;
Ultrassom corporal de 1 MHz e 3 MHz com maior potência de saída: 63 W e ERA de 21 cm²;
Tecnologia FloatingHead®;
Ultrassom facial - primeiro aplicador facial de 5 MHz do Brasil (opcional), com potência de saída: 9 W e ERA de 30 cm²;
4 canais para as correntes: HighForce (1000 Hz), MediumForce (4000 Hz), SoftForce (8000 Hz), Drenagem, Lipólise, Iontoporação e MENS;
Possibilidade de realizar terapias individuais, terapias combinadas e terapias simultâneas
- Exclusivo MODO DUO.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- GORDURA LOCALIZADA;
- CELULITE E RETENÇÃO HÍDRICA;
- REJUVENESCIMENTO E ESTRIAS;

- PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
- REABILITAÇÃO E ANALGESIA;
- REPARO TECIDUAL;
- FORTALECIMENTO MUSCULAR.

2 MODO
DUO



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



HI-FOCUS

ULTRASSOM FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDADE (HIFU)

Tecnologia de ponta para otimizar resultados com máxima precisão.

Equipamento de ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU);
Ideal para tratamentos estéticos de forma não invasiva com mais conforto durante aplicação;
Possibilita trabalhar com pontos, linhas ou multilinhas;
Conta com aplicadores exclusivos - facial e corporal - leves e de fácil aplicação;
Maior quantidade de cartuchos disponíveis com opções de profundidades de até 16 mm;
Apresenta display touch screen de 15,6" com controle total das funções em um menu interativo com animações para uma melhor visualização. Menor custo por disparos sem perder a qualidade do primeiro ao último ponto.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ADIPOSIDADE;
- CELULITE;
- ESTRIAS;
- ENVELHECIMENTO FACIAL;
- FLACIDEZ DE PELE.



light.PULSE

LUZ INTENSA PULSADA

Versatilidade e alta potência em tratamentos por luz.

Lâmpada com garantia de 1 milhão* de disparos;
Modo pontual e modo varredura*;
Resfriamento eletrônico "Crycooling" -5 °C;
Novo layout de tela e navegação interativa, com possibilidade de salvar protocolos;
Epilação, rejuvenescimento, acne, rugas, manchas, estrias e terapia vascular.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480021

*A lâmpada do aplicador tem garantia de 1 milhão de disparos ou 18 meses, o que ocorrer primeiro.

*Em tratamentos de epilação e rejuvenescimento.

Needle RF

RF MICROAGULHADA ROBÓTICA

Radiofrequência fracionada microagulhada robótica, tecnologia avançada e precisa.

Aplicador versátil para uso facial e corporal, leve e prático;
Controle preciso da profundidade das agulhas: ajustável de 0,2 mm a 3,5 mm em steps de 0,1 mm, permitindo tratamentos personalizados;
Tecnologia de motor linear dinâmico, garantindo liberação de energia apenas após a inserção completa da agulha na zona de tratamento;
Avançada tecnologia de injeção a vácuo nas ponteiros agulhadas, assegurando precisão na introdução das agulhas na pele. Acionamento remoto da radiofrequência (minimamente ou não invasiva) via tecla no aplicador ou ajuste automático no equipamento, facilitando a aplicação;
Potência de 150 W para resultados superiores; garantindo um tratamento completo e eficaz.



PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- CICATRIZES DE ACNE;
- ESTRIAS;
- FLACIDEZ TISSULAR;
- LINHAS DE EXPRESSÃO;
- REJUVENESCIMENTO.



Ninky

LASER Q-SWITCHED ND-YAG

Equipamento de laser de despigmentação do tipo EO (eletro-óptico) Q-Switched Nd:YAG que emite pulsos curtos de luz com duração na ordem de nanossegundos (um bilionésimo de segundo). Opção de Ponteiros com comprimentos de onda 532 nm, 1064 nm e 1320 nm; Contador de disparos por sessão; Aplicador ergonômico com botão de disparo; Luz guia para o direcionamento dos disparos; Pedal para disparo; Ponteiros de rosquear que garantem mais segurança; Frequência: 1 a 10 Hz.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- REMOÇÃO DE TATUAGENS;
- REMOÇÃO DE MICROPIGMENTAÇÃO;
- PIGMENTAÇÃO DÉRMICA;
- BLACK PEEL.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Pluria[®]

CARBOXITERAPIA

Sistema inteligente de carboxiterapia percutânea e transcutânea.

Aquecimento progressivo a gás e sistema conforto;
Ventosaterapia Carbo Cupping exclusiva para carboxiterapia não invasiva;
Protocolos pré-programados e possibilidade de salvar novos;
Fluxo de até 400 mL/min.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- CELULITE;
- ADIPOSIDADE;
- FLACIDEZ DA PELE.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



FOTOBIO MODULAÇÃO, LED E LASER

Portátil, versátil e potente!

O Solara HTM é um equipamento portátil de fotobiomodulação com tecnologia Laser e LED, ideal para tratamentos estéticos e terapêuticos como rejuvenescimento, acne, analgesia e terapia fotodinâmica. Possui múltiplos aplicadores, protocolos pré-programados e tecnologia IoT para uma rotina clínica mais eficiente. Tem bateria de alto desempenho e longa duração, além da possibilidade de escolher até 9 aplicadores, dos quais, 3 opções são ponteira LASER/LED, 3 opções com fibra óptica LASER/LED e 3 opções de cluster LED com comprimento de onda combinado e aplicação sequencial.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ACNE;
- ACUPUNTURA;
- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- ALOPECIA;
- ANALGESIA;
- ATROFIA VAGINAL;
- CELULITE;
- HIDRATAÇÃO;
- ILIB TRANSCUTÂNEO;
- LINFEDEMA E DRENAGEM LINFÁTICA;
- MELASMA;
- REJUVENESCIMENTO;
- REPARO TECIDUAL E INTRAVAGINAL;
- TERAPIA FOTODINÂMICA;
- ÚLCERA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

PONTEIRAS



- Ponteira LASER Infravermelho 808 nm – 500 mW e LASER Infravermelho 980 nm – 500 mW;
- Ponteira LASER Vermelho 658 nm – 180 mW e LASER Infravermelho 830 nm – 200 mW;
- Ponteira LED Azul – 450 nm - 200 mW.

- Ponteira LED Azul Fibra Óptica – 450 nm - 200 mW;
- Ponteira LASER Fibra Óptica Infravermelho 808 nm – 400 mW e LASER Infravermelho 980 nm – 400 mW;
- Ponteira LASER Fibra Óptica Vermelho 658 nm – 130 mW e LASER Infravermelho 830 nm – 140 mW;




CLUSTERS



- Cluster LED Âmbar – 590 nm – 900 mW e LED Infravermelho – 850 nm – 900 mW;
- Cluster LED Vermelho – 658 nm – 900 mW e LED Infravermelho – 850 nm – 900 mW;
- Cluster LED Azul – 450 nm – 900 mW e LED Vermelho 658 nm – 900 mW.

OUTROS



- Pulseira ILIB.

- Braço Articulado;



Sonic Compact

1-3 MHz

ULTRASSOM DIGITAL MICROCONTROLADO

Alta tecnologia em ultrassom portátil.

1 e 3 MHz, 21 W de potência e ERA de 7 cm² ;
24 protocolos pré-programados;
Programação inteligente do cálculo do tempo de aplicação (3 MHz);
Conexão para terapia combinada.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- CELULITE;
- GORDURA LOCALIZADA;
- RETENÇÃO HÍDRICA;
- REPARO TECIDUAL;
- ANALGESIA;
- FONOFORESE;
- REABILITAÇÃO.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Sonic Compact

3 MHz

ULTRASSOM DIGITAL MICROCONTROLADO

Alta tecnologia em ultrassom portátil.

3 MHz, 24 W de potência e ERA de 8 cm²;

Programação inteligente do cálculo do tempo de aplicação;

Configuração automática da intensidade ultrassônica em função da camada adiposa;

Conexão para terapia combinada;

11 protocolos pré-programados.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- CELULITE;
- GORDURA LOCALIZADA;
- FONOFORESE;
- RETENÇÃO HÍDRICA;
- REPARO TECIDUAL.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Sonic Compact MAXX

ULTRASSOM E CORRENTES TERAPÊUTICAS

Inovador sistema inteligente
para terapia combinada.

Ultrassom corporal: 1 e 3 MHz, 24 W de potência e ERA de 8 cm²;
Ultrassom facial: 5 MHz, 9 W de potência e ERA de 3 cm² (opcional);
Correntes: TENS, FES, HighForce (1000 Hz), Microgalvânica, MENS, Interferencial
2 kHz e 4 kHz, Galvânica, Corrente russa (2500 Hz), MediumForce (4000 Hz), SoftForce
(8000 Hz) e Lipólise;
2 canais para correntes;
150 protocolos pré-programados.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ANALGESIA E REABILITAÇÃO;
- CELULITE E GORDURA LOCALIZADA;
- ESTRIAS E REPARO TECIDUAL;

- FORTALECIMENTO MUSCULAR;
- REJUVENESCIMENTO;
- RETENÇÃO HÍDRICA;
- PERMEAÇÃO DE ATIVOS.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Stim Care

CORRENTES

Inovador eletroestimulador portátil para estética.

TENS, FES, HighForce (1000 Hz), Russa (2500 Hz), Lipólise, Galvânica, Microgalvânica e MENS;
2 canais para correntes;
28 protocolos pré-programados corporais e faciais;
Saídas superiores de fácil acesso;
Display OLED colorido de alta resolução e contraste.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- FORTALECIMENTO MUSCULAR;
- ANALGESIA E REABILITAÇÃO FUNCIONAL;
- DRENAGEM DE EDEMAS;
- PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
- GORDURA LOCALIZADA E CELULITE;
- REPARO TECIDUAL.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Stim Hair

FOTOTERAPIA, VACUOTERAPIA E ALTA FREQUÊNCIA

Plataforma para tratamento capilar.

Cluster com exclusiva distribuição linear;
Exclusivas ventosas de tricologia para
aplicações capilares e de sobrancelha;
Plug padrão médico de alta durabilidade;
15 protocolos pré-programados.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ALOPECIA;
- TRATAMENTOS CAPILARES;
- PATOLOGIAS DO COURO CABELUDO.

ANVISA: N°80212480026



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Stimulus Face Clean

**PEELING DE DIAMANTE, PEELING
ULTRASSÔNICO,
VACUOTERAPIA E ALTA FREQUÊNCIA**

Plataforma completa para limpeza de pele.

A Stimulus Face Clean é uma plataforma ideal para limpeza de pele, incluindo peeling de diamante. Melhora a textura da pele, remove impurezas e promove a renovação celular.

Ideal para uso em clínicas estéticas, o equipamento conta com os recursos de Peeling Ultrassônico, Vacuoterapia e Alta Frequência, além de protocolos pré-programados e possibilidade de salvar protocolos individuais, para potencializar ainda mais os tratamentos de limpeza de pele.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- DRENAGEM FACIAL;
- LIFTING FACIAL;
- LIMPEZA DE PELE;
- RENOVAÇÃO CELULAR.



Stimulus Face MAXX

**CORRENTES, VACUOTERAPIA FACIAL,
PEELING ULTRASSÔNICO, ALTA
FREQUÊNCIA E FOTOTERAPIA**

Completa multiplataforma facial.

O Stimulus Face MAXX é um aparelho de Multiterapias facial, a multiplataforma mais completa e versátil do mercado. Habilitado com todas as funcionalidades do exclusivo aplicativo HTM Match.

Com 4 canais de saída, o equipamento possui diferentes tecnologias que permitem tratamentos completos através dos recursos:

Corrente HighForce;
Corrente Russa;
Corrente Galvânica;
Corrente Microgalvânica;
Corrente MENS;
Vacuoterapia;
Peeling Ultrassônico;
Alta Frequência;
Fotobiomodulação.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- FORTALECIMENTO E TONIFICAÇÃO MUSCULAR;
- DRENAGEM FACIAL E PEELING;
- LIMPEZA DE PELE E TRATAMENTO DE ACNE;
- LIFTING FACIAL E PERMEÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
- HIPERCROMIAS E RENOVAÇÃO CELULAR;
- TERAPIA FOTODINÂMICA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Stimulus Force

CORRENTES EXCITOMOTORAS

4 canais para correntes alternadas.
4 canais para correntes polarizadas.

O Stimulus Force é um gerador de correntes excitomotoras que reúne tecnologia avançada, personalização de protocolos e conectividade via IoT. Este aparelho de eletroestimulação é ideal para clínicas que buscam excelência nos tratamentos de definição corporal, tonificação muscular, drenagem e analgesia, com máxima segurança e desempenho. Com ampla variedade de correntes – como FES, TENS, russa, correntes australianas de 1000 e 4000 Hz, entre outras –, o Stimulus Force permite atuação em protocolos estéticos e terapêuticos, oferecendo resultados otimizados para fortalecimento muscular, alívio de dores e reabilitação física, tudo com interface intuitiva e design nacional.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ANALGESIA;
- FORTALECIMENTO MUSCULAR (FLACIDEZ MUSCULAR);
- RETENÇÃO HÍDRICA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Stimulus-R

MULTICORRENTES

12 canais de multicorrentes para tratamentos terapêuticos e estéticos de eletroestimulação, sendo 10 canais para correntes alternadas e 2 canais para correntes polarizadas, proporcionando resultados de alta performance em um único equipamento. Ideal para potencializar terapias de emagrecimento, tonificação muscular e reabilitação. O STIMULUS-R também conta com 46 protocolos pré-programados, possibilidade de salvar protocolos individuais e protocolos para eletroacupuntura. Completa plataforma de eletroestimulação TENS, FES, HighForce, Russa, MediumForce, SoftForce, Galvânica, Microgalvânica, MENS, Eletrolipólise e Drenagem Eletrônica.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ANALGESIA;
- CELULITE;
- FLACIDEZ MUSCULAR;
- GORDURA LOCALIZADA;
- PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
- REABILITAÇÃO FÍSICA.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE

Tecare

TECARTERAPIA E RADIOFREQUÊNCIA

Desafie os seus sentidos com a nova geração de Tecarterapia.

Um novo sistema de Tecarterapia e Radiofrequência que possui tecnologia multifrequencial (0,6 MHz, 1,2 MHz e 2,4 MHz), possibilidade de variação automática da frequência e diferentes formas de emissão.

Possui aplicadores conforme a área de tratamento selecionada exclusivos capacitivos e resistivos e a revolucionária técnica "hands free".

Com design exclusivo e programação inteligente, atende tratamentos na área estética e reabilitação.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- FLACIDEZ DA PELE;
- ENVELHECIMENTO FACIAL E RUGAS;
- CICATRIZES DE ACNE;
- ESTRIAS;
- CELULITE;
- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- ACNE VULGAR;
- ESTÉTICA ÍNTIMA;
- INCONTINÊNCIA URINÁRIA;
- ANALGESIA;
- REABILITAÇÃO.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Therion

CO₂ FRACIONADO

Equipamento de CO₂ Fracionado de uso em procedimentos dermatológicos, cirúrgicos e ginecológicos.

Opera com comprimento de onda 10600 nm;

Potência de 30 W para tratamentos com eficácia.

Possui modos de tratamento Convencional; Microcoring e Modo combinado. Além dos modos de aplicação Fracionado; Cirúrgico e Ginecológico.

Exclusivo modo PowerPulse, para tratamentos com maior potência e menor intercorrência.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- REPARO TECIDUAL;
- REJUVENESCIMENTO;
- ATENUAÇÃO DE CICATRIZES HIPERTRÓFICAS, ATRÓFICAS E QUELOIDES;
- CLAREAMENTO DE PELE;
- TRATAMENTO DE ESTRIAS;
- REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO;
- TRATAMENTO DE ATROFIAS VULVARES;
- TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA;
- INCISÕES CIRÚRGICAS E REMOÇÃO DE LESÕES DE PELE E COLO DE ÚTERO.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



UltraFOCUS

ULTRASSOM FOCALIZADO CORPORAL, ONDAS DE CHOQUE PIEZOELÉTRICA CORPORAL E ULTRASSOM MICROFOCALIZADO ESTACIONÁRIO E DINÂMICO FACIAL

Plataforma para lifting facial e lipomodelagem corporal.

Exclusivo aplicador corporal com 4 opções de ponteiros: 10 mm, 15 mm, 20 mm e 30 mm de profundidade;

Exclusivo aplicador facial com 3 opções de ponteiros: 1,5 mm, 3,0 mm e 4,5 mm de profundidade;

Sensor de desacoplamento dos aplicadores na pele com emissão de alerta sonoro, que minimiza erros operacionais na aplicação;

Ajuste automático dos parâmetros conforme seleção da profundidade da ponteira e técnica de aplicação;

Técnica de aplicação estacionária e dinâmica para ultrassom microfocalizado facial;

Ondas de choque piezoelétricas corporais com ajuste automático dos parâmetros a partir da definição da área de tratamento;

Navegação interativa e seleção inteligente das regiões de tratamento.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- ADIPOSIDADE LOCALIZADA;
- CELULITE E ESTRIAS;
- ENVELHECIMENTO FACIAL;
- FLACIDEZ DA PELE.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



Ultra-K

ULTRASSOM DE BAIXA FREQUÊNCIA

Tratamento para gordura
localizada e celulite

Tecnologia avançada que oferece resultados incríveis na harmonização corporal;
Possui aplicador com frequência de 40 kHz e 30 W. ERA de 10 cm²;
Navegação interativa de fácil manuseio;
Operação manual, com possibilidade de salvamento de novos protocolos.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- REDUÇÃO DE GORDURA LOCALIZADA;
- REDUÇÃO DE MEDIDAS;
- DIMINUIÇÃO DA CELULITE.



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE



ANVISA: N°80212480023

Vibria[®] MAXX

ULTRASSOM E CORRENTES TERAPÊUTICAS

Plataforma de alta performance em terapias simultâneas e cavitação de baixa frequência.

Possibilidade de realizar terapias individuais, terapias combinadas e terapias simultâneas. Exclusivo MODO DUO;
Ultrassom corporal de 1 MHz e 3 MHz com maior potência de saída: 63 W e ERA de 21 cm² - Tecnologia FloatingHead[®];
Ultrassom de Baixa Frequência com 40 kHz, ERA de 10 cm² e 30 W de potência;
EXCLUSIVO Ultrassom facial - primeiro aplicador facial de 5 MHz do Brasil com potência de 9 W e ERA de 3 cm²;
8 canais para as correntes: HighForce (1000 Hz), Russa (2500 Hz), MediumForce (4000 Hz), SoftForce (8000 Hz), Drenagem e Eletrolipólise; 4 canais para as correntes: Iontoporação e MENS;
Mais de 100 protocolos pré-programados;
Completa linha de acessórios.

PRINCIPAIS TRATAMENTOS:

- GORDURA LOCALIZADA;
- CELULITE E RETENÇÃO HÍDRICA;
- REJUVENESCIMENTO E ESTRIAS;
- PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
- REABILITAÇÃO E ANALGESIA;
- REPARO TECIDUAL;
- AUXILIAR NO FORTALECIMENTO MUSCULAR (FLACIDEZ MUSCULAR).





EXCLUSIVO
2 MODO DUO



MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE E ACESSE NOSSO SITE

HTM MATCH!

Uma experiência avançada na gestão de seus equipamentos por meio de tecnologia IoT. O HTM Match é um aplicativo que oferece uma série de benefícios que irão qualificar sua rotina de atendimentos.



CLIQUE NO BOTÃO ACIMA E BAIXE NOSSO APLICATIVO PARA ANDROID OU iOS